Le vêtement compressif doit être porté directement sur une peau propre et bien graissée 24h/24h.

Il est retiré uniquement pour la toilette et/ou au moment de l'application de la crème ou d'une pommade.

Il est lavé au bout de 48h00 sauf en cas de souillure. L'ôter ou le remettre trop souvent peut entraîner une augmentation passagère de démangeaison.


Pour une bonne efficacité du vêtement compressif, il faut s'assurer que :

- les coutures et étiquettes soient mises à l'extérieur pour ne pas blesser l'enfant



- tous bijoux ou toutes fantaisies soient portées par-dessus le vêtement





COMMENT PROCE

Bien hydrater la peau avec la crème





Commencer par le membre le plus doul inversement pour le retrait du vêtement Pour enfiler et retirer le vêtement, ne par Joindre les bouts des doigts, écarter léquêtement et introduire la main et/ou







Il faut le remonter ou le descendre doucement centimètre par centimètre le long du bras ou de la jambe.

Bien remonter le vêtement aux plis des aisselles et/ou de l'aine.





1 sur 1 27/09/2018 à 17:46